

Wentylatory do szaf storeLAB®



403.00.001

Wentylatory do szaf bezpieczeństwa storeLAB® służących do przechowywania substancji łatwopalnych zgodne z TRbF 20 – L oraz do szaf do przechowywania chemikaliów

Typ 4



Typ 1-3*

402.00.001

Typ 1 - 3

- wyposażony w płytke mocującą, prosty montaż wentylatora na dachu szafy – podłączenie odcinka ssawnego

Typ 5 – 7

- zestaw do montażu na dachu lub boku szafy (bez płytki mocującej)
- bez zestawu mocującego odcinek ssawny wentylatora do systemu wentylacyjnego szafy

Typ 4

- z przewodem DN 75 służącym do podłączenia wentylatora do szafy
uziemia wtyczka, włącznik

	Typ 1		Typ 2		Typ 3		Typ 4	
Oslona przeciwwybuchowa	Nie		Nie		Tak		Tak	
Zasilanie	230 V		400 V		400 V		230 V	
Płytki mocująca	Tak		Tak		Tak		Tak	
Masa (kg)	6,0		6,0		6,0		7,5	
	402.00.001	346,50 €	402.10.00	367,50 €	402.11.001	567,00 €	403.00.001	446,25 €

	Typ 5		Typ 6		Typ 7	
Oslona przeciwwybuchowa	Nie		Nie		Tak	
Zasilanie	230 V		400 V		400 V	
Płytki mocująca	No		No		No	
Masa (kg)	6,0		6,0		6,0	
	401.00.003	304,50 €	401.10.003	325,50 €	401.11.003	598,50 €