

Bezpieczeństwo w pracy z chemikaliami

storeLAB

Wentylatory do szaf - typ 1-8

W pełni kompatybilne z szafami marki storeLAB® - na substancje niebezpieczne, do przechowywania substancji łatwopalnych, do wentylacji szaf na chemikalia, kwasy i zasady - zgodne z TRbF 20-L.

Typ 1-3

- zalecane do szaf wysokich
- w zestawie skrzynka do mocowania na dachu szafy
- umożliwia prawidłowe przyłączenie wentylatora do kanałów wentylacyjnych szafy

Typ 5-7

- zalecane do szaf poddygestoryjnych
- montowane na ramie mocującej obok szafy (bez skrzynki mocującej)
- podłączenie kanałów wentylacyjnych do wentylatora i szafy leży po stronie Klienta

Typ 8

- z króćcem DN 75 umożliwiającym łatwe przyłączenie do kanałów wentylacyjnych szafy
- końcówka z uziomioną wtyczką
- wyłącznik umieszczony na wentylatorze
- kontroluje ciśnienie w przewodzie wentylacyjnym (w przypadku nieprawidłowości uruchamiana jest lampka sygnalizacyjna)

►► ZALECAMY:

Modele 1-3 do wentylacji pojedynczych, wolnostojących szaf bezpieczeństwa storeLAB - prosty montaż na dachu szafy z użyciem skrzynki mocującej.

Modele 5-7 do wentylacji szaf poddygestoryjnych oraz kilku szaf bezpieczeństwa storeLAB dzięki możliwości zamontowania obok szafy.

Typ 1-3
(przykład zamontowania wentylatora na dachu szafy)



Typ 8
nr kat. 0702-00144

Typ	Typ 1	Typ 3	Typ 5	Typ 7	Typ 8
Wykonanie Ex	nie	tak*	nie	tak*	nie
Zasilanie	230 V	400 V	230 V	400 V	230 V
Phyta mocująca	tak	tak	nie	nie	nie
Waga	6 kg	6 kg	6 kg	6 kg	9,5 kg
Nr kat.	0702-00062	0702-00064	0702-00066	0702-00068	0702-00144

* - zgodne z dyrektywą 94/9/EG (ATEX)

Wentylator z filtrem typ Basic

- Wentylator filtrowy Basic jest przeznaczony do wentylacji szaf zgodnych normą z PN EN 14470-1.
- niski poziom hałasu, wbudowany filtr węglowy, dzięki czemu nie ma konieczności podłączenia do kanału wentylacyjnego; powietrze może być wprowadzone do pomieszczenia
- dualistyczna konstrukcja: w przypadku przepuszczania oparów przez pierwszy filtr następuje automatycznie uruchomienie pomocniczego filtra o żywotności 15 dni
- wentylator reaguje na podstawowe zanieczyszczenia pyłowe (kurz itp.) oraz opary węglowodorowe i gazów; ostrzegawcze diody LED sygnalizują nasycenie filtra i konieczność jego wymiany

- obudowa powlekana proszkowo, blacha stalowa, RAL 7035 szara
- wymiary zewn. (wys. x szer. x głęb.): 206 x 314 x 506 mm
- moc silnika: 0,01 kW, napięcie nominalne: 230 V
- częstotliwość: 50 Hz, poziom hałasu: 38 dB (A)
- waga netto (z filtrem): 14 kg
- przepływ powietrza (w szafie): 25 m³/h

Nr kat. 0702-00249



Basic
nr kat. 0702-00249

Szafy bezpieczeństwa na dokumenty

DKS Typ 90 / 1200 oraz DKS Typ 90 / 1400

Stosowanie tego typu szaf redukuje i zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia w korytarzach, drogach transportowych i wyjściach ewakuacyjnych.

- konstrukcja sprawdzona i zatwierdzona przez niezależny Instytut Badawczy, zgodna z normą PN EN 14470-1 (typ 90) o odporności ogniowej >90 min.
- znak bezpieczeństwa GS; izolacja zgodna z normą DIN 4102
- korpus zewnętrzny wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035 jasnoszarym
- część wewnętrzna korpusu wykonana z HPL w kolorze RAL 7035
- listwa podłogowa ze stali nierdzewnej; drzwi wyposażone w zamek cylindryczny
- łatwe poziomowanie szafy dzięki regulowanym nóżkom
- działanie z lub bez mechanizmu termicznego automatycznie zamykającego drzwi



W wyposażeniu:

- 4 półki malowane proszkowo w kolorze RAL 7035 jasnoszarym
- DKS Typ 90 / 1200: 5 poziomów magazynowych, każdy pomieści 13 segregatorów formatu A4
- DKS Typ 90 / 1400: 5 poziomów magazynowych, każdy pomieści 15 segregatorów formatu A4



►► ZALECAMY:

Szafy bez mechanizmu zamykającego drzwi: konstrukcja spełniająca kryteria normy PN EN 14470-1

Typ	DKS Typ 90 / 1200	DKS Typ 90 / 1400
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.)	1190 x 598 x 1935 mm	1400 x 598 x 1935 mm
Wymiary wewnętrzne (szer. x głęb. x wys.)	1087 x 430 x 1766 mm	1297 x 430 x 1766 mm
Drzwi	2	2
Waga	475 kg	620 kg
Ilość poziomów magazynowych	5	5
Odległość pomiędzy poziomami	343 mm	343 mm
Pojemność magazynowa	5 x 13 segregatorów A4	5 x 15 segregatorów A4
Mechanizm zamykający drzwi*	nie	nie
Nr kat. - korpus RAL 7035 jasnoszary	0702-00070	0702-00171
- wykonanie wewnętrzne: blacha stalowa		
Wyposażenie dodatkowe		
Dodatkowa półka (z blachy stalowej)	0702-00172	0702-00173

storeLAB



DKS Typ 90 / 1200
nr kat. 0702-00070

* Na zapytanie modele z mechanizmem zamykającym drzwi!