

WODOSZCZELNY pH - METR CP-411

- CP-411 mierzy pH i temperaturę.
- Wodoszczelna obudowa umożliwia pracę w trudnych warunkach.
- Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie.
- Wyjątkowo prosta obsługa.
- Kalibracja 1÷ 3 punktowa.
- Automatyczne wykrywanie wartości pH buforu (pH 4.00, 7.00, 9.00).
- Automatyczna kompensacja temperatury.
- Posiada stalowy czujnik temperatury z rezystorem Pt-1000B.
- Zasilanie bateryjne (9V) lub przez zasilacz 12V.
- Automatyczne wyłączenie zabezpiecza przed rozładowaniem baterii.
- Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
- Stosunkowo niska cena wymiennych elektrod.



Funkcja	pH	°C
Zakres	0 ÷ 14,00 pH	-50.0 ÷ 199.9 °C
Rozdzielczość	0.01pH	0.1 °C
Dokładność (± 1 cyfra)	±0.01pH	±0.2°C*
Imped. Wejściowa	10 ¹² Ω	
Zakres kompensacji temp.	-5 ÷ 110.0 °C	
Zasilanie	Bateria 9V, zasilacz 12 V	
Wymiary (mm) / Masa	L=149, W=82, H=22 / 210 g	

* dokładność przyrządu. Końcowa dokładność zależy również od dokładności zastosowanego czujnika.